

Catálogo de

# Equipos

Giraset®, Milset®, Icaset®, Amiset® e Graviset®



# Equipos

para administração parenteral e enteral

**Giraset<sup>®</sup>, Milset<sup>®</sup>, Icaset<sup>®</sup>, Amiset<sup>®</sup> e Graviset<sup>®</sup>**

- Ampla variedade de modelos
- Opções livres de PVC e livres de DEHP
- Apirogênicos, atóxicos, estéreis e de uso único
- Modelos com conexões livres de agulhas
- Certificação INMETRO conforme legislação vigente\*

**Em conformidade com as diversas normas relativas ao segmento:**



NORMA  
ISO **8536-8**\*\*

Equipos para bombas de infusão



NORMA  
ISO **8536-4**\*\*\*

Equipos gravitacionais



NORMA  
ISO **80369-7**\*\*\*\*

Conexões *luer* para infusões parenterais



NORMA  
ISO **18250-3**\*\*\*\*\*

Administração de dietas enterais para sistema fechado, com o conector ENPlus



NORMA  
ISO **80369-3**\*\*\*\*\*

Segurança na conexão, impossibilitando o uso em infusões parenterais, com o conector ENFit™



NORMA  
EN **1615**\*\*\*\*\*

Equipos para dietas enterais com o conector escalonado

\*Exceção dos equipos e extensores enterais

\*\*ISO 8536-8: Infusion equipment for medical use — Part 8: Infusion sets for single use with pressure infusion apparatus

\*\*\*ISO 8536-4: Infusion equipment for medical use — Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed

\*\*\*\*ISO 80369-7: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications

\*\*\*\*\*ISO 18250-3: Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications - Part 3: Enteral applications

\*\*\*\*\*ISO 80369-3: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications

\*\*\*\*\*EN 1615: Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and testing

# Aplicações



## Cristal

Equipos transparentes para infusões parenterais e transfusão de sangue

- Equipos para transfusão de sangue de acordo com a norma **ISO 1135-5\***



## Fotoprotetor

Administração de soluções fotossensíveis



## Enteral

Administração de dietas enterais

- Conector ENFit™
- Conector ENPlus
- Conector escalonado



Produto fornecido com **código UDI**  
(Identificação única para produtos da saúde)

\*ISO 1135-5: Transfusion equipment for medical use — Part 5: Transfusion sets for single use with pressure infusion apparatus

# Giraset®

Exclusivo para bombas de infusão ST550T2 e ST550T2 Plus enteral




Cristal


Bureta



Filtro de linha  
0,22 µm




Válvula  
antirrefluxo



Filtro de 180 µm  
Transfusão de sangue



Fotoprotetor



- Filtro na câmara gotejadora (15 µm)
- Injetor lateral com membrana autocicatrizante
- Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

Enteral

Conector  
escalonado



Conector  
ENFit™



Conector  
ENPlus



Intermediário  
de silicone



Injetor lateral  
(livre de agulha)



Bolsa sistema  
aberto



Injetor lateral  
ENFit™



- 2 vias
- Injetor lateral





## Crystal

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EG 0424 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades
EG 0424 0CFI	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	14,6 mL	50 unidades
EG 0421 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades
EG 0421 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	14,0 mL	50 unidades
EG 0921 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	14,0 mL	25 unidades
EG 0521 0000	Transusão de Sangue e Hemocomponentes, com filtro na câmara de 180 µm e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades



## Fotoprotetor

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EG 0425 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades
EG 0425 0CFI	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	14,6 mL	50 unidades
EG 0422 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades
EG 0922 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	14,0 mL	25 unidades
EG 0922 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, bureta e válvula antirrefluxo	14,0 mL	25 unidades
EG 0422 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	14,0 mL	50 unidades




## Enteral

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EG 0323 0000	Com conector escalonado	14,0 mL	50 unidades
EG 0323 I000	Com injetor lateral com membrana autocicatrizante e conector escalonado	14,0 mL	50 unidades
EG 0623 CPT0 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	15,0 mL	50 unidades
EG 0623 CPTY (ISO)	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	13,0 mL	50 unidades
EG 0623 CPTY	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral livre de agulha e conector escalonado	13,0 mL	50 unidades
EG 0623 CT00	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EG 0623 CT00 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™	15,0 mL	50 unidades
EG 0623 BC00 (1000 mL)	Com bolsa sistema aberto de 1000 mL e conector escalonado	15,0 mL	25 unidades



# Icaset®

Exclusivo para bomba de infusão **icatu s**




Possui dispositivo corta fluxo integrado para maior segurança

Cristal


Bureta




Filtro de linha  
0,22 µm



Válvula  
antirrefluxo




Injetor lateral  
(livre de agulha)



Filtro de 180 µm  
Transfusão de sangue



Fotoprotetor



- Filtro na câmara gotejadora (15 µm)
- Injetor lateral com membrana autocicatrizante
- Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

Enteral

Conector  
escalonado



Conector  
ENFit™



Conector  
ENPlus



Intermediário  
de silicone



Injetor lateral  
(livre de agulha)




Bolsa sistema  
aberto



Injetor lateral  
ENFit™



- 2 vias
- Injetor lateral





## Crystal

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EI 0424 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades
EI 0424 0000 3,00 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0424 CF10	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	17,0 mL	50 unidades
EI 0421 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades
EI 0421 0000 3,00 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0421 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	15,0 mL	50 unidades
EI 0921 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	16,0 mL	25 unidades
EI 0921 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, bureta e válvula antirrefluxo	15,0 mL	25 unidades
EI 0921 P000	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	15,0 mL	25 unidades
EI 0221 P000	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	16,0 mL	50 unidades
EI 0521 0000	Transfusão de Sangue e Hemocomponentes, com filtro na câmara de 180 µm e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades

LIVRE DE PVC

LIVRE DE DEHP

## Fotoprotetor

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EI 0425 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades
EI 0425 0000 3,00 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0425 CF10	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	17,0 mL	50 unidades
EI 0422 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades
EI 0422 0000 3,00 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0422 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	15,0 mL	50 unidades
EI 0922 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	16,0 mL	25 unidades
EI 0922 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, bureta e válvula antirrefluxo	15,0 mL	25 unidades
EI 0922 P000	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	15,0 mL	25 unidades
EI 0222 P000	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	16,0 mL	50 unidades

LIVRE DE PVC

LIVRE DE DEHP

## Enteral

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EI 0323 0000	Com conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EI 0323 0000 3,00 m	Com conector escalonado e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0623 CPT0 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	15,0 mL	50 unidades
EI 0623 CPTY (ISO)	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	13,0 mL	50 unidades
EI 0623 CPTY	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral livre de agulha e conector escalonado	13,0 mL	50 unidades
EI 0623 CT00	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector escalonado	16,0 mL	50 unidades
EI 0623 CT00 3,00 m	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), conector escalonado e comprimento 3,00 m	18,0 mL	50 unidades
EI 0623 CT00 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™	16,0 mL	50 unidades
EI 0623 CT00 (ISO) 3,00 m	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™ e comprimento 3,00 m	18,0 mL	50 unidades
EI 0623 BC00 (1000 mL)	Com bolsa sistema aberto de 1000 mL e conector escalonado	15,0 mL	25 unidades

LIVRE DE DEHP



# Milset®

Exclusivo para bomba de infusão ST1000 SET




Cristal


Bureta




Filtro de linha  
0,22 µm



Válvula  
antirrefluxo





Injetor lateral  
(livre de agulha)



Filtro de 180 µm  
Transfusão de sangue



Fotoprotetor



- Filtro na câmara gotejadora (15 µm)
- Injetor lateral com membrana autocicatrizante
- Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

Enteral

Conector  
escalonado



Conector  
ENFit™



Conector  
ENPlus



Injetor lateral  
(livre de agulha)



Bolsa sistema  
aberto



Injetor lateral  
ENFit™



- 2 vias
- Injetor lateral





## Crystal

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EM 0424 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0424 0000 2,80 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e comprimento 2,80 m	17,0 mL	50 unidades
EM 0424 OCFI	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0421 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0421 0000 2,80 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e comprimento 2,80 m	17,0 mL	50 unidades
EM 0421 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e válvula antirrefluxo	14,0 mL	50 unidades
EM 0921 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e bureta	14,0 mL	25 unidades
EM 0921 000P	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	14,0 mL	25 unidades
EM 0221 000P	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	14,0 mL	50 unidades
EM 0521 0000	Transusão de Sangue e Hemocomponentes, com filtro na câmara de 180 µm e injetor lateral com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades

LIVRE DE  
PVC

LIVRE DE  
DEHP

Intermediário  
de silicone



## Fotoprotetor

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EM 0425 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	15,0 mL	50 unidades
EM 0425 OCFI	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0422 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0422 0000 2,80 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e comprimento 2,80 m	17,0 mL	50 unidades
EM 0422 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e válvula antirrefluxo	14,0 mL	50 unidades
EM 0922 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e bureta	14,0 mL	25 unidades
EM 0922 000P	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	14,0 mL	25 unidades
EM 0222 000P	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	14,0 mL	50 unidades

LIVRE DE  
PVC

LIVRE DE  
DEHP

## Enteral

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EM 0323 0000	Com conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EM 0323 0000 2,80 m	Com conector escalonado e comprimento 2,80 m	17,0 mL	50 unidades
EM 0323 I000	Com injetor lateral com membrana autocicatizante e conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EM 0623 CPT0 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	16,0 mL	50 unidades
EM 0623 CPTY (ISO)	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral livre de agulha e conector escalonado	13,0 mL	50 unidades
EM 0623 CPT0	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector escalonado	16,0 mL	50 unidades
EM 0623 CT00 2,80 m	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), conector escalonado e comprimento 2,80 m	18,0 mL	50 unidades
EM 0623 CT00 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™	16,0 mL	50 unidades
EM 0623 CT00 (ISO) 2,80 m	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™ e comprimento 2,80 m	18,0 mL	50 unidades
EM 0623 BC00 (1000 mL)	Com bolsa sistema aberto de 1000 mL e conector escalonado	15,0 mL	25 unidades

LIVRE DE  
DEHP

# Amiset®

Equipos não dedicados compatíveis com as bombas de infusão ST1000, **icatu** e demais bombas de infusão do mercado



Filtro na câmara gotejadora (15 µm)



Bureta



Filtro de 180 µm Transfusão de sangue



Cristal

Fotoprotetor



Conector escalonado



Conector ENFit™



Conector ENPlus



Enteral



- Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

# Graviset®

Equipo gravitacional

Conector escalonado



Conector ENPlus



Enteral





Conector **ENPlus**

## Cristal

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EA 0421 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	15,0 mL	50 unidades
EA 0921 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e bureta	15,0 mL	25 unidades
EA 0521 0000	Transfusão de Sangue e Hemocomponentes, com filtro na câmara de 180 µm e injetor lateral com membrana autocicatizante	15,0 mL	50 unidades

## Fotoprotetor

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EA 0422 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	15,0 mL	50 unidades

## Enteral

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EA 0323 0000	Com conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EA 0323 1000	Com injetor lateral com membrana autocicatizante e conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EA 0623 CT00	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EA 0623 CT00 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™	15,0 mL	50 unidades

## Enteral

Modelo	Descrição	Apresentação
EV 0323 0000	Com conector escalonado	60 unidades
EV 0623 CT00	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), pinça clamp e conector escalonado	60 unidades
EV 0623 T000	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), conector escalonado e comprimento de 1,50 m	60 unidades





[www.samtronic.com.br](http://www.samtronic.com.br)  
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse  
o canal  
do **YouTube**  
da Samtronic

**MATRIZ:**

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP  
Fone: +55 11 2244-7750

**UNIDADE FABRIL:**

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP  
Fone: +55 11 2490-1910

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:**

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP  
Fone: +55 11 2244-7835

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:**

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE  
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações.

Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

 samtronicbrasil

 samtronicbrasil

 samtronicbrasil

Anvisa Equipos - Giraset®, Milset®, Icaset®, Amiset® e Graviset®:  
10188530058 / 10188530059 / 10188530060 / 10188530061 /  
10188530062 / 10188530063 / 10188530071 / 10188530064 /  
10188530073 / 10188530074 / 10188539009

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913